

## Абразивные инструменты на керамической связке

Силикон-карбидный высококачественный абразив, з е л е н ы й (GR), для обработки керамики и сплавов


Силикон-карбидный высококачественный абразив, з е л е н ы й (GR), для обработки керамики и сплавов



RA - угловой наконечник  
FG - турбинный наконечник  
NF - мелкое зерно  
В упаковке 12 или 100 шт.

Ø рабочей части 1/10, мм	3,0	4,0	2,5
Длина рабочей части, мм			7,0
Хвостовик	RA, FG	RA	RA, FG
Зернистость	мелкая	мелкая	средняя
Код по каталогу NTI	NF601GR	NF602GR	NF661GR

⌚ макс. для FG 120.000 об/мин, для RA 5.000 - 30.000 об/мин



RA - угловой наконечник  
NM - среднее зерно  
В упаковке 12 или 100 шт.

Ø рабочей части 1/10, мм	5,0
Длина рабочей части, мм	10,0
Хвостовик	RA
Зернистость	средняя
Код по каталогу NTI	NM663GR

⌚ макс. 20.000 - 30.000 об/мин

## Абразивные инструменты на керамической связке

Абразив с керамическим наполнителем **АРКАНЗАС** для финишной обработки композитов.



FG - турбинный наконечник  
RA - угловой наконечник  
В упаковке 12 или 100 шт.

Ø рабочей части 1/10, мм	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0
Длина рабочей части, мм	6,0	7,0	6,0	6,0	3,0	
Хвостовик	FG	FG	FG	FG	FG	FG
Код по каталогу NTI	NAS01	NAS02	NAS03	NAS04	NAS05	NAS06

⌚ макс. 120.000 об/мин

Хвостовик	RA	RA	RA	RA	RA	RA
Код по каталогу NTI	NAS11	NAS12	NAS13	NAS14	NAS15	NAS16

⌚ макс. 5.000 - 30.000 об/мин

## Набор Set-1554 для контурирования композитных реставраций

Набор Set-1554 для контурирования композитных реставраций

Set-1554 состоит из керамических композитных инструментов Арканзас (Arkansas) для угловых наконечников (RA), предназначен для контурирования композитных материалов.

Инструменты Arkansas обладают жесткой рабочей головкой состоящей из абразивного корундового зерна строго определенного размера на керамической связке.



Комплектация:

- 4 шт.  **NAS11**  
для формирования окклюзионной поверхности пломб кариозных полостей Класса I.
- 4 шт.  **NAS12**  
для обработки пломб в межзубных областях (Класс II).
- 1 шт.  **NAS13**  
для формирования поверхности пломб кариозных полостей Класса III.
- 1 шт.  **NAS15**  
для формирования окклюзионных бугорков.

