

09-10 октября 2018 года

09.10 Прилет в Мюнхен, трансфер в Оберкохен, свободное время

Музей ZEISS в Оберкохене



10.10 Посещение завода ZEISS в городе Аален, трансфер в Нюрнберг



11.10 Посещение стоматологической клиники в Нюрнберге, свободное время
Нюрнберг



Контакты для бронирования:
(343) 227-27-20
8 (912) 6104807
Екатерина Сумина,
бренд-менеджер ЗАО Мегадента
www.megadenta.biz



@MegadentaHolding

12.10 Трансфер в Мюнхен, возврат в Россию

Коммерческое предложение 4K 000/18 Микроскоп ОРМІ

рісо для стоматологии Срок поставки - 1-12 недель

Действительно до: 31.05.2018

Условия платежа: 30% предоплата, 20% - по факту поставки в РФ, остальные 50% - отсрочка на пол-года

1 01PPD1

Микроскопная база

- Голова микроскопа с 5-ступенчатым переключением увеличений
- Оранжевый светофильтр для работы с полимерными материалами
- Зеленый светофильтр для контрастирования при работе с мягкими тканями
- Силиконовые стерилизуемые колпачки 12 мм для блока увеличений
- Муфта 120° для повышенной маневренности и удлинения подвесной системы
- Ручки управления поворотные несъемные
- Пылезащитный чехол
- Защитные линзы с адаптером от обрызг на



2 900V100

Вариоскопический объектив Varioskop 100 с механизмом фокусировки 190-310мм. Имеет большее поле зрения на 25% по сравнению со стандартными объективами



3 900P1

Пакет "Фото"

MORA-интерфейс с портом для подключения фото/видео адаптер фотоадаптером и с ручками управления серии Комфорт

- MORA-интерфейс имеет специальный порт для подключения фото и видео адаптеров. Также позволяет отклонять голову микроскопа относительно бинокулярного тубуса на +/- 25°. Докто сохраняет неизменное комфортное положение в не зависимости о положения микроскопа.

- Фотоадаптер F=340 для подключения фотоаппаратов через байонет в комплекте с переходным кольцом T2-Canon
- Ручки управления серии Комфорт обеспечивают широкий захват рукоятки, съемно-поворотные,



4 60PAC02

Набор асепсиса для рісо MORA. В комплект входит:

- 1 пара съемных стерилизуемых ручек
- Упаковка из 6 стерилизуемых колпачков 12 мм и 22 мм
- Упаковка из 6 стерилизуемых накладок на регулятор межзрачкового расстояния для 180° бинокулярного тубуса



Цена, €

24 690,00

Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ + 3%

Екатеринбург
620000, ул. Шевченко, 9
(343) 227-27-20,
388-09-09
info@megadenta.ru

Тюмень
625048, ул. Шиллера, 38
(345)240-63-06,
240-63-07
mon@megadenta.ru

Челябинск
454000, ул. Кирова, 7А
(351) 790-96-06,
790-28-49
mag@megadenta.ru

Пермь
614081, ул. Блюхера, 7а
(342) 257-68-21, 257-68-20
iyi@megadenta.ru