

FG адаптеры • FG Adapter

Адаптеры

Любой FG - инструмент может быть конвертирован в HP - инструмент (Ø 2,35 мм) при помощи адаптера, например этого:





Любой FG - инструмент может быть конвертирован в HP - инструмент (Ø 2,35 мм) при помощи адаптера, например этого:



Хвостовик Ø 2,35 mm • ISO No.		
HP	330 104 ...	612 434 016
код NTI	M 022	
В упаковке 6шт. или 100шт.		

Хвостовик Ø 2,35 mm • ISO No.		
HP	330 104 ...	602 436 016
код NTI	M 010	
В упаковке 6шт. или 100шт.		

Адаптер с пружиной, нержавеющая сталь



Хвостовик • ISO No.					
330 204 602 436 016					
код NTI	M 023	M 024	M 026	M 027	M 025
В упаковке 6шт. или 100шт.					

Быстрая и безопасная конверсия FG инструментов в RA или HP - - просто задвиньте инструмент в адаптер.

Конструкция адаптера позволяет автоматически фиксировать инструмент, как зажимом.

Вставленный в адаптер инструмент может оставаться там, вплоть до наступления усталости материала.

Адаптер из специальной нержавеющей стали может стерилизоваться вместе с инструментами в любых условиях, включая автоклав.

Никелированная понижающая втулка



цанга Ø 2,35 мм - Ø 1,60 мм

код NTI M 032
упаковано по: 6шт., 12шт. или 100шт.



для зажима Ø 3,0 мм - Ø 2,35 мм

код NTI M 033
упаковано по: 6шт., 12шт. или 100шт.



для зажима Ø 3,0 мм - Ø 1,60 мм

код NTI M 034
упаковано по: 6шт., 12шт. или 100шт.